

FICHE TECHNIQUE

Masque de protection respiratoire FFP2 NR – Modèle FP2002

Fixation par sangles élastiques sans latex
Conforme à la norme EN 149:2009+A1:2009

Description du produit

Le masque de protection respiratoire FFP2 NR modèle FP2002 de FRANPROTEC est conçu pour protéger son utilisateur contre les particules en suspension dans l'air. Nos masques sont fabriqués dans notre usine en France, à Genech (59).

Le masque FFP2 NR est un produit de type EPI de classe III, de la famille des « demi-masques filtrants contre les particules ». C'est un dispositif destiné à protéger l'utilisateur contre l'inhalation de particules nocives liquides et solides.

Le masque de protection trouvera son utilité chez les professionnels de santé. Il sera également destiné au secteur industriel, notamment dans l'industrie alimentaire et du bâtiment. D'un excellent maintien grâce à ses élastiques, ce masque FFP2 s'adapte facilement à toutes les morphologies.

Le laboratoire GEPTESZT (CE2233). Jalonka, u. 79., 1037 Budapest Hongrie est responsable à la fois des examens de type CE et du contrôle de la production.

Les masques FFP2 NR FRANPROTEC répondent aux exigences de la norme EN 149:2001+A1:2009 et sont marqués CE conformément au Règlement (UE) 2016/425.



Masque de protection respiratoire FFP2 NR

- Pénétration maximale : 6%
- Fuite totale maximale : 8%
- Durée d'utilisation maximale : 8 heures
- Excellent confort respiratoire
- Masque en fibres de polypropylène
- Élastiques en polypropylène, élasthanne et polyester
- Barrette nasale métallique recouverte de polypropylène
- Poids : 4,7 grammes $\pm 5\%$
- Dimensions : 24 cm x 9 cm ± 1 cm
- Coloris disponible : blanc à élastiques bleus

Composition (4 couches + élastiques + barrette nasale) :

- Spunbond : 100% polypropylène
- Meltblown (media filtrant) : 100% polypropylène
- Barrette nasale : double fil d'acier recouvert de polypropylène
- Élastiques : polypropylène, élasthanne, polyester

Consignes d'utilisation :

- 8 heures de port maximum
- Conserver à l'abri du soleil et dans un endroit sec
- Durée de conservation : 5 ans à date de fabrication

Nous garantissons que nos masques ne contiennent, ni graphène, ni latex, ni fibre de verre, ni phtalates, ni agents biocides, virucides, microbicides, ni bisphénols.

Conditionnement :

Boîte distributrice refermable de 50 masques
emballés individuellement

Regroupement :

Carton de 12 boîtes de 50 masques, soit 600 masques